


Anticorpo Policlonale Anti-Camkk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rr4

Numero articolo: CM0029280



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAMKK2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva CAMKK2 umano e murino, una chinasi calcio/calmodulina-dipendente coinvolta nella segnalazione neuronale e nell'attivazione di AMPK. Adatto per la ricerca in neuroscienze e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAMKK2 Rabbit pAb
Note/Alias	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
Specie	Umano
Gene ID	10645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CAMKK2 umano (NP_006540.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96RR4
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio