

## Anticorpo Policlonale Anti-Camkv Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ncb2

Numero articolo: CM0023022

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la CAMKV umana (proteina associata alle vescicole simile alla chinasi CaM) per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA. Rileva la CAMKV di origine umana, murina e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CAMKV Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | 1G5; VACAMKL; CAMKV                                                                                                            |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID gene (Uomo)      | 79012                                                                                                                          |
| ID gene             | 79012                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-285 della CAMKV umana (NP_076951.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q8NCB2                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 54kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |