

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Camlg Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49069

Numero articolo: CM0015760



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CAMLG umano (CAML/GET2), un mediatore chiave dell'inserimento delle proteine con ancora terminale e della segnalazione del calcio. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMLG Rabbit pAb
Note/Alias	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
Specie	Umano
ID del gene (umano)	819
ID del gene	819
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di CAMLG umano (NP_001736.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P49069
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante