


Anticorpo Policlonale Anti-Camp Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Numero articolo: CM0023295



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAMP umano (catelicidina peptide antimicrobico, LL37), validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con essere umano e topo. Per la ricerca sull'immunità innata e le malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAMP Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	820
GeneID	820
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-170 della CAMP umana (NP_004336.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo
SWISS	P49913
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio