


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Camp Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49913

Numero articolo: CM0006169



introduzione

Anticorpo monoclonale di alta qualità di coniglio anti-CAMP per il rilevamento del peptide antimicrobico catelicidina umano (LL-37/hCAP-18). Validato in WB, IHC-P ed ELISA. PM previsto 19 kDa. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sui peptidi antimicrobici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio CAMP
Note/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	820
GeneID	820
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 71-170 di CAMP umano (NP_004336.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49913
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio