

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Camp Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Numero articolo: CM0027493

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro CAMP (catelicidina peptide antimicrobico, LL37) di topo. Validato per WB, IHC-P e ELISA. Ideale per ricerche sull'immunità innata e la difesa dell'ospite. UniProt P51437.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAMP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Specie	Topo
Gene ID (Uomo)	820
Gene ID	12796
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 73-172 del CAMP di topo (NP_034051.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	P51437
Peso proteico	19 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio