


Anticorpo Policlonale Anti-Camsap1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Numero articolo: CM0019374



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAMSAP1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Adatto per lo studio dell'organizzazione del meno-terminale dei microtubuli e della neuritogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAMSAP1 Coniglio pAb
Note/Alias	CDCBM12; CAMSAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	157922
Gene ID	157922
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 350-650 di CAMSAP1 umano (NP_056262.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5T5Y3
Peso proteico	178kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio