


Anticorpo Policlonale Anti-Cand1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Vp6

Numero articolo: CM0016049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CAND1 umano (TIP120/TIP120A), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva CAND1 in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'ubiquitina-proteasoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb CAND1 Coniglio
Note/Alias	TIP120; TIP120A; CAND1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55832
GeneID	55832
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 750-980 di CAND1 umano (NP_060918.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86VP6
Peso Proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio