

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cand2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75155

Numero articolo: CM0019967



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CAND2 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dei complessi delle ligasi dell'ubiquitina e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAND2 Rabbit pAb
Note/Alias	Tp120b; TIP120B; CAND2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	23066
ID del gene	23066
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 850-1000 di CAND2 umano (NP_001155971.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O75155
Peso della proteina	135 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante