


Anticorpo Policlonale Anti-Cap1 Per Wb, Elisa - Q01518

Numero articolo: CM0018125



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CAP1 (Swiss-Prot Q01518) validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani. Targetizza la proteina 1 associata all'adenilato ciclastasi, un regolatore chiave della dinamica dell'actina e della polarità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAP1 pAb di coniglio
Note/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10487
ID del gene	10487
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CAP1 umana (NP_006358.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q01518
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante