


Anticorpo Policlonale Anti-Capg Di Coniglio (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P40121

Numero articolo: CM0030303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro la proteina di cappatura dei macrofagi umana (CAPG). Adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulle dinamiche dell'actina e sulla funzione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] CAPG Rabbit pAb
Note / Alias	MCP; ACP; HEL-S-66; PG
Specie	Uomo
ID gene (umano)	822
ID gene	822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-348 della CAPG umana (NP_001738.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40121
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio