

Anticorpo Policlonale Anti-Capn10 Per Wb, Elisa - Q9Hc96

Numero articolo: CM0028761

introduzione

CAPN10 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina CAPN10 umana ricombinante. Adatto per WB ed ELISA, rileva la calpaina-10 umana, una proteasi regolata dal calcio implicata nell'assorbimento del glucosio e nel diabete di tipo 2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAPN10 Rabbit pAb
Note/Alias	CANP10; NIDDM1; CAPN10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di CAPN10 umana (NP_075571.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9HC96
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio