


Anticorpo Policlonale Anti-Capn5 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15484

Numero articolo: CM0030584



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAPN5 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la funzione della calpaina e le malattie retiniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAPN5 Rabbit pAb
Note/Alias	VRNI; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	726
GeneID	726
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 361-640 di CAPN5 umano (NP_004046.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15484
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio