


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Capn7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W3

Numero articolo: CM0019784



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CAPN7 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della proteasi tiolica regolata dal calcio nel nucleo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAPN7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23473
GeneID	23473
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-220 di CAPN7 umano (NP_055111.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y6W3
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio