

Anticorpo Policlonale Anti-Capn9 Per Ihc-P, Elisa - O14815

Numero articolo: CM0021883



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CAPN9 umana (calpain-9, nCL-4), validato per immunistoichimica (paraffina) e ELISA. Ideale per la ricerca sulle proteasi specifiche dello stomaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAPN9 Rabbit pAb
Note/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	10753
ID Gene	10753
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-690 della CAPN9 umana (NP_006606.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	O14815
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio