

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Capn9 Per Wb, Elisa - O14815

Numero articolo: CM0014714



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CAPN9 per WB, ELISA. Riconosce CAPN9 umano, di topo e di ratto, una calpaina specifica del tratto digerente (nCL-4) coinvolta nella proteolisi regolata dal calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | CAPN9 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Note/Alias            | GC36; nCL-4; CAPN9                                                                                                            |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene (Umano)       | 10753                                                                                                                         |
| ID Gene               | 10753                                                                                                                         |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-690 di CAPN9 umano (NP_006606.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS                 | O14815                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 79kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                             |