


Anticorpo Policlonale Anti-Caprin1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14444

Numero articolo: CM0025549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAPRIN1, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Bersaglia la proteina legante l'RNA coinvolta nella formazione dei granuli di stress e nella regolazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAPRIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Specie	Umano
ID Gene	4076
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di CAPRIN1 umano (NP_005889.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14444
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio