


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caprin2 Per Wb, Elisa - Q6Imn6

Numero articolo: CM0022291



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CAPRIN2 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva CAPRIN2 umano e di ratto (EEG1, C1QDC1), un regolatore chiave della segnalazione Wnt e del metabolismo dell'RNA. Ideale per la ricerca sul cancro, la neurobiologia e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifiche                           |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CAPRIN2 Rabbit pAb                   |
| Note/Alias          | EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2 |
| Specie              | Uomo                                 |
| GeneID (umano)      | 65981                                |
| GeneID              | 65981                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                |
| Origine             | Coniglio                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                |
| Applicazione        | WB, ELISA                            |
| Reattività crociata | Uomo, ratto                          |
| SWISS               | Q6IMN6                               |
| Peso della proteina | 126 kDa                              |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                   |