

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Capza1 Per Wb, Elisa - P52907

Numero articolo: CM0026630



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CAPZA1 validato per WB ed ELISA. Riconosce CAPZA1 umano, di topo e ratto, la subunità alfa-1 della proteina di capping dell'F-actina, coinvolta nella dinamica dei filamenti di actina e nelle giunzioni cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CAPZA1 Rabbit pAb
Note/Alias	CAPZ; CAZ1; CAPPA1; CAPZA1
Specie	Umano
ID Gene (umano)	829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-286 di CAPZA1 umano (NP_006126.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52907
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio