

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Capza2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Numero articolo: CM0021778

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CAPZA2 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva CAPZA2 umano e di topo, una proteina di capping dell'F-actina. Adatto per la ricerca sul citoscheletro di actina e sulla dinamica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CAPZA2 Rabbit pAb
Note/Alias	CAPZ; CAPPA2; CAPZA2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	830
GenelD	830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-286 di CAPZA2 umano (NP_006127.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P47755
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio