

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Capzb Per Wb, If/Icc, Elisa - P47756

Numero articolo: CM0027981



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per CAPZB, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con la subunità beta della proteina di capping dell'actina F (31 kDa) di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAPZB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAPB; CAPZ; CAPPB; CAPZB
Specie	Uomo
GeneID	832 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-272 della CAPZB umana (NP_004921.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P47756
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio