


Anticorpo Monoclonale Anti-Anidrasi Carbonica 1 (Ca1) Per Wb, Elisa - P00915

Numero articolo: CM0010086



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Anidrasi Carbonica 1 (CA1) umana, validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo della CO₂ e della regolazione del pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anidrasi Carbonica 1 (CA1) mAb di Coniglio
Note/Alias	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Anidrasi Carbonica 1 (CA1)
Specie	Umana
GeneID (Umano)	759
GeneID	759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-261 dell'Anidrasi Carbonica 1 (CA1) umana (NP_001729.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	P00915
Peso Molecolare Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio