


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 1 (Ca1) Per Wb E Elisa - P00915

Numero articolo: CM0014881



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting l'anidrasi carbonica 1 (CA1) umana, validato per Western blotting e ELISA. Cross-reattività con umano e topo. Progettato per la ricerca sull'idratazione dell'anidride carbonica, l'omeostasi del pH e le vie metaboliche correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anidrasi Carbonica 1 (CA1) pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Anidrasi Carbonica 1 (CA1)
Specie	Umano
GeneID	759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-261 dell'anidrasi carbonica 1 umana (NP_001122303.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P00915
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio