


Anticorpo Policlonale Anti-Anidrasi Carbonica 2 (CA2) Per Wb, Elisa - P00918

Numero articolo: CM0016062



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Anidrasi Carbonica 2 (CA2) umana. Adatto per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce con le specie umana e murina. Utile per studiare l'idratazione dell'anidride carbonica, il riassorbimento osseo e la regolazione del pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anidrasi Carbonica 2 (CA2) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Anidrasi Carbonica 2 (CA2)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	760
ID Gene	760
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 dell'Anidrasi Carbonica 2 (CA2) umana (NP_000058.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P00918
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio