


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 2 (Ca2) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Numero articolo: CM0012142



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Anidrasi Carbonica 2 (CA2) per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Mira a un peptide sintetico all'interno degli aa 161-260 di CA2 (P00918). Ideale per la ricerca sulla regolazione del pH e sul riassorbimento osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Anidrasi Carbonica 2 (CA2)
Note/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Anidrasi Carbonica 2 (CA2)
Specie	Umano
GeneID	760
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 161-260 dell'Anidrasi Carbonica 2 (CA2) umana (P00918)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00918
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio