


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 9 (Ca9/G250) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

Numero articolo: CM0004582



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 9 (CA9/G250) convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per la CA9 umana, un antigene associato ai tumori. Ideale per la ricerca oncologica e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Anidrasi Carbonica 9 (CA9/G250)
Note/Alias	MN; CAIX; Anidrasi Carbonica 9 (CA9/G250)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	768
GeneID	768
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 dell'Anidrasi Carbonica 9 umana (CA9/G250) (Q16790)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q16790
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio