


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Anidrasi Carbonica 9 (Ca9/G250) Per Wb - Q16790

Numero articolo: CM0013952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'anidrasi carbonica 9 umana (CA9/G250, Q16790). Adatto per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Immunogeno costituito da proteina ricombinante. Utile per la ricerca sull'ipossia tumorale e sulla regolazione del pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-anidrasi carbonica 9 (CA9/G250)
Note/alias	MN; CAIX; anidrasi carbonica 9 (CA9/G250)
Specie	Umana
GeneID	768 (umana)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-151 dell'anidrasi carbonica 9 umana (CA9/G250) (NP_001207.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q16790
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico