

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Carbossipeptidasi M (Cpm) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P14384

Numero articolo: CM0026996



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la carbossipeptidasi M (CPM) umana. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Adatto per lo studio della regolazione degli ormoni peptidici e della proteolisi localizzata sulla membrana. Reagisce con l'essere umano e il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CPM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CPM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1368
GeneID	1368
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-443 della CPM umana (NP_001005502.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P14384
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio