

Anticorpo Policlonale Anti-Card10 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Numero articolo: CM0030634

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CARD10 (CARMA3, BIMP1), validato per western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva CARD10 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul percorso NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CARD10 Rabbit pAb
Note/Alias	BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29775
GeneID	29775
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 863-1032 di CARD10 umano (NP_055365.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BWT7
Peso Proteico	116kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio