


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Card11 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxl7

Numero articolo: CM0025565



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per CARD11 (CARMA1, proteina 11 contenente dominio di reclutamento della caspasi), adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sull'immunità adattativa e sulla segnalazione di NF-kB.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CARD11 Rabbit pAb
Note/Alias	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
Specie	Uomo
GeneID	84433 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 985-1154 di CARD11 umano (NP_115791.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXL7
Peso proteico	133kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio