

Anticorpo Policlonale Anti-Card8 Per Wb, Elisa - Q9Y2G2

Numero articolo: CM0014217



introduzione

CARD8 Rabbit pAb per applicazioni WB e ELISA. Rileva la proteina 8 umana contenente il dominio di reclutamento della caspasi, un sensore chiave dell'inflammasoma. Adatto per studi su piroptosi, immunità innata e latenza dell'HIV-1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CARD8 Rabbit pAb
Note/Alias	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
Specie	Umana
GeneID (Umana)	22900
GeneID	22900
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di CARD8 umano (NP_001171829.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9Y2G2
Peso Proteico	61 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio