


Anticorpo Policlonale Anti-Troponina I Cardiaca (Tnni3) Per Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Numero articolo: CM0013916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che bersaglia la Troponina I Cardiaca (TNNI3) umana. Adatto per WB, IP, IF-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul muscolo cardiaco e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Troponina I Cardiaca (TNNI3) Rabbit pAb
Note/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7137
GeneID	7137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della Troponina I Cardiaca (TNNI3) umana (NP_000354.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P19429
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Ghiaccio