


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Troponina Cardiaca I (Tnni3) Per Wb, If-P, Elisa - P19429

Numero articolo: CM0003163



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la Troponina Cardiaca I (TNNI3) umana, validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiovascolare e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Troponina Cardiaca I (TNNI3)
Note / Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina Cardiaca I (TNNI3)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7137
GeneID	7137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 della Troponina Cardiaca I (TNNI3) umana (NP_000354.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P19429
Peso Molecolare Proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio