


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Troponina I Cardiaca (Tnni3) Per Wb, If-P, Elisa - P19429

Numero articolo: CM0026207



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Troponina I Cardiaca (TNNI3) validato per WB, IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla funzione del muscolo cardiaco e le cardiomiopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio contro la Troponina I Cardiaca (TNNI3)
Note/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Troponina I Cardiaca (TNNI3)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7137
ID Gene	7137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Troponina I Cardiaca umana (TNNI3) (NP_000354.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P19429
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio