

Anticorpo Policlonale Anti-Troponina T Cardiaca Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numero articolo: CM0012844



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la troponina T cardiaca umana (TNNT2), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reazione crociata con topo e ratto; peso proteico 31-36 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Troponina T cardiaca (TNNT2) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Troponina T cardiaca (TNNT2)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7139
ID Gene	7139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della troponina T cardiaca umana (Troponina T cardiaca (TNNT2)) (NP_001001431.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P45379
Peso proteico	31-36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio