

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Troponina T Cardiaca (Tnnt2) Per If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numero articolo: CM0005231



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla troponina T cardiaca umana (TNNT2), convalidato per IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiaca e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Troponina T cardiaca (TNNT2) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Troponina T cardiaca (TNNT2)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7139
ID Gene	7139
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P45379
Peso proteico	31-36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio