

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cardiac Troponin T/Tnnt2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Numero articolo: CM0011557



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la troponina T cardiaca umana (TNNT2), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Cardiac Troponin T/TNNT2
Osservazioni/Alias	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, CMD1D, CMPD2, LVNC6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7139
ID Gene	7139
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-288 della cTNT umana (NP_001001430.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P45379
Peso Proteico	31-36 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio