

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cars (Cisteinil-Trna Sintetasi) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

Numero articolo: CM0003291

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro CARS umana (cisteinil-tRNA sintetasi). Validato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce in modo crociato con il ratto. Ideale per lo studio della sintesi proteica e della biologia delle aminoacil-tRNA sintetasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CARS Rabbit mAb
Note/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	833
GeneID	833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 650-748 della CARS umana (P49589).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Ratto
SWISS	P49589
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio