

Anticorpo Policlonale Anti-Cars (Coniglio) Per Wb, If/Icc, Elisa - P49589

Numero articolo: CM0029807

introduzione

CARS Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva CARS umano e murino, una cisteina-tRNA ligasi citoplasmatica di 85kDa essenziale per la biosintesi proteica. Ideale per la ricerca sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CARS Rabbit pAb
Note/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	833
ID Gene	833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 469-748 di CARS umano (NP_001742.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P49589
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio