

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cart Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Numero articolo: CM0028218



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla proteina CART (transcript regolato da cocaina e anfetamina) umana. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano e topo. Ideale per ricerche sull'obesità, l'alimentazione e i neuropeptidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CART Coniglio pAb
Note/Alias	CART
Specie	Umano
Gene ID	9607
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 del CART umano (NP_004282.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q16568
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio