


Anticorpo Policlonale Anti-Cartpt Per Ihc-P, Elisa - Q16568

Numero articolo: CM0021328



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il CARTPT umano (CART) per applicazioni IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Peso proteico target 13kDa. SWISS: Q16568.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CARTPT Rabbit pAb
Note/Alias	CART; CARTPT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9607
GeneID	9607
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del CARTPT umano (NP_004282.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16568
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio