


Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Cas9 Per Wb, Elisa - Q99Zw2

Numero articolo: CM0004241



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Cas9 (SpCas9) validato per WB ed ELISA.

L'immunogeno copre gli aa 450-730 di S. pyogenes Cas9. Cross-reattività prevista con umano e altre specie. Ideale per la ricerca CRISPR e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-Cas9
Note/Alias	CAS9; Cas9
Specie	Staphylococcus aureus
GeneID (Umano)	CAS9
GeneID	901176
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-730 di streptococcus pyogenes m1 Cas9. (NP_269215.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	Q99ZW2
Peso Proteico	158kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio