

Anticorpo Monoclonale Anti-Caseina Kinasi 1 Alfa (Csnk1A1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48729

Numero articolo: CM0011463



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per la Caseina Kinasi 1 alfa (CSNK1A1) umana. Convalidato per WB, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sulla segnalazione Wnt, il ciclo cellulare e le chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Caseina Kinasi 1 alfa (CSNK1A1) mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1452
GeneID	1452
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 238-337 della Caseina Kinasi 1 alfa (CSNK1A1) umana (P48729).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48729
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio