

Anticorpo Policlonale Anti-Casein Kinasi 1 Alfa (Csnk1A1) Per Wb - P48729

Numero articolo: CM0019836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CSNK1A1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni di uomo, topo e ratto per lo studio della segnalazione Wnt e dell'attività chinasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1452
ID gene	1452
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 238-337 della Casein Kinase 1 alfa (CSNK1A1) umana (NP_001883.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48729
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio