

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caseina Chinasi 2 Alfa (Csnk2A1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P68400

Numero articolo: CM0013901



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la caseina chinasi 2 alfa (CSNK2A1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del ciclo cellulare, dell'apoptosi e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Caseina chinasi 2 alfa (CSNK2A1), pAb di coniglio
Note/alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Caseina chinasi 2 alfa (CSNK2A1)
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1457
ID del gene	1457
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-391 della caseina chinasi 2 alfa umana (CSNK2A1) (NP_001886.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P68400
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante