

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68400

Numero articolo: CM0023583



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio del ciclo cellulare, dell'apoptosi, della trascrizione e della risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1457
ID Gene	1457
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-391 della Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) umana (NP_001886.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P68400
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio