

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Per Wb, If/Icc, Elisa - P67870

Numero articolo: CM0008266



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio validato contro la Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) umana, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi, dell'infezione da EBV e dei meccanismi delle malattie neurosviluppative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein Kinase 2 beta (CSNK2B)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1460
GeneID	1460
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 101-215 della Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) umana (CSNK2B) (P67870).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P67870
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio