

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Casein Kinase 2 Beta (Csnk2B) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P67870

Numero articolo: CM0022947



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) umana validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione CK2, della via Wnt e della ricerca sull'infezione da EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1460
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 della Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) umana (NP_001311.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P67870
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio