

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cask Per Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Numero articolo: CM0021181



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit (pAb) anti-CASK ottenuto contro CASK umano ricombinante (aa 1-300). Per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per ricerche sullo scaffold di proteine sinaptiche e la segnalazione chinasica. Reattivo con esseri umani. UniProt: O14936.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb rabbit anti-CASK
Note/Alias	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8573
GeneID	8573
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O14936
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio