

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Casp8Ap2 Per Wb, Elisa - Q9UKL3

Numero articolo: CM0017406



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CASP8AP2 umano (FLASH), validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'umano. Mirante agli amminoacidi 1733-1982. Ideale per lo studio dell'attivazione di NF- κ B indotta da TNF, dell'apoptosi e della processing dell'mRNA degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CASP8AP2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9994
GeneID	9994
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1733-1982 di CASP8AP2 umano (NP_036247.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9UKL3
Peso proteico	223kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio